



EW-DJ4B-G503 Panasonic

Fabricant: Panasonic

Modèle: EW-DJ4B-G503

€80,00



DÉSCRIPTION

Travel size oral irrigator, washable for easy maintenance, 1H charge, universal voltage travel pouch, 150 ml tank,

L'hydropulseur de voyage élimine les résidus alimentaires de la surface des dents, entre les dents et nettoie les poches parodontales, grâce à un jet d'eau ultrasonique. Puissant et compact, il a été conçu pour trouver sa place dans la paume de votre main, ce qui le rend facile à ranger et à transporter. Profitez d'une bonne hygiène dentaire à la maison et lors de vos déplacements.

Taille compacte pour un transport et un rangement facilités

Facile à utiliser lors des déplacements

Compact et transportable

Lorsque l'unité principale est emboîtée dans le réservoir d'eau, l'hydropulseur de voyage mesure 15,4 cm seulement, ce qui le rend très facile à transporter.

Facile à utiliser lors des déplacements

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Compact et transportable

Lorsque l'unité principale est emboîtée dans le réservoir d'eau, l'hydropulseur de voyage mesure 15,4 cm seulement, ce qui le rend très facile à transporter.

Embout stockable

Gardez propre l'embout de l'hydropulseur et ne le perdez pas en le conservant dans l'unité.

Nettoyage complet des dents grâce à la technologie ultrasonique

Un jet d'eau puissant doté de la technologie ultrasonique élimine les résidus alimentaires de la surface des dents.

Passe facilement entre les dents pour retirer les résidus alimentaires grâce à un puissant jet d'eau ultrasonique.

Le jet d'eau ultrasonique élimine les bactéries dissimulées dans les poches parodontales à l'origine de maladies.

Conçue avec le confort à l'esprit, la technologie ultrasonique stimule vos gencives en douceur.

Élimine les résidus alimentaires dans les endroits difficiles à atteindre tels qu'entre les dents ou au niveau des appareils dentaires et pivots.

Prise en main et utilisation faciles

L'hydropulseur de voyage a été conçu pour trouver sa place dans la paume de votre main. Tournez simplement l'embout afin d'ajuster l'angle et changer la trajectoire de l'eau sans avoir besoin de réajuster la prise en main.

4 niveaux de pression

Ajustez la puissance du jet d'eau de l'appareil en fonction de l'état de vos gencives et de vos préférences personnelles à l'aide des 4 niveaux de pression. L'hydropulseur garde en mémoire le dernier réglage utilisé et l'applique lors de l'utilisation suivante.

40 secondes d'utilisation

L'hydropulseur EW-DJ4B-G offre une utilisation de 40 secondes lorsque le réservoir d'eau est plein (150 ml).

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Charge rapide en 1 heure

L'hydropulseur EW-DJ4B-G assure une utilisation de 10 minutes lorsqu'il est complètement chargé.

Maintien de la propreté

L'unité principale de l'hydropulseur répond à la norme d'étanchéité IPX7. Le réservoir et le couvercle inférieur sont facilement démontables et passent au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Bleu

Général

Nombre d'intensités 4

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ