



## EW1614 Humidificateur oral avec technologie à ultrasons Panasonic

Fabricant: Panasonic

Modèle: EW1614W503

€135,00



### DÉSCRIPTION

Doux. Puissant. Ultrasonique

Des soins bucco-dentaires complets pour votre famille.

La technologie ultrasonique brevetée de Panasonic est douce pour les gencives mais permet une élimination puissante des débris alimentaires et des bactéries des dents et des poches parodontales. Les 10 niveaux de pression d'eau réglables et le mode enfant permettent à toute la famille de l'utiliser, des adultes aux enfants\*.

\*Pour les enfants à partir de 8 ans

Technologie ultrasonique pour  
meilleurs soins bucco-dentaires

L'EW1614 est équipé d'une buse à ultrasons qui augmente la vitesse du jet d'eau sur la partie la plus étroite et génère des bulles de vapeur d'eau. Ces bulles de vapeur d'eau éclatent et génèrent une onde de choc qui augmente la puissance de nettoyage, même avec le même niveau de pression d'eau.

\* Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement.

Brosser les dents en profondeur grâce à la technologie ultrasonique

Un puissant jet d'eau, grâce à la technologie ultrasonique, permet d'éliminer les résidus alimentaires à la surface des dents.

\*Il est recommandé de l'utiliser après le brossage des dents.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

\*Les images sont présentées à titre d'illustration uniquement.

Le puissant jet d'eau ultrasonique permet d'atteindre facilement la zone entre les dents pour éliminer les débris alimentaires.

\*La photo n'est fournie qu'à titre d'illustration.

Le jet d'eau ultrasonique élimine les bactéries dans les poches gingivales qui causent les maladies des gencives.

\*La photo n'est utilisée qu'à des fins d'illustration.

Créée dans un souci de confort, la technologie ultrasonique permet de stimuler en douceur les gencives.

\*L'image n'a qu'un but illustratif.

Rince les débris alimentaires dans les zones difficiles à brosser, telles que les espaces interdentaires, les appareils orthodontiques et les bridges.

\*La photo n'a qu'un but illustratif.

La pression d'eau douce du mode enfant le rend sûr même pour les enfants

La pression de l'eau peut être réglée sur 10 niveaux. Le niveau 1, qui correspond au mode enfant, permet un soin approfondi grâce à une pression d'eau douce qui ne cause pas de douleur aux dents ou aux gencives, ce qui rend l'utilisation sûre, même pour les enfants.

Manche léger

Le manche est fin et pèse environ 40 grammes. Il s'adapte facilement, même aux petites mains des enfants.

Durée de vie 1,5 fois plus longue\*

L'autonomie est multipliée par 1,5\* pour atteindre 180 secondes lorsque le réservoir d'eau est plein. Permet de nettoyer tous les coins et recoins avec une seule recharge.

\*Par rapport au modèle précédent EW1611.

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir peut être détaché. Permet de remplir facilement le réservoir d'eau sans avoir à déplacer l'unité principale.

Embouts buccaux sélectionnables pour différentes applications

Comprend deux embouts à ultrasons, un embout orthodontique et un embout pour le soin de la langue. Les différents embouts permettent des soins bucco-dentaires adaptés à des besoins spécifiques. Achetez des embouts supplémentaires en fonction de la taille et des besoins de votre famille.

\*Ne pas partager avec d'autres utilisateurs pour des raisons d'hygiène.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

\*L'embout buccal n'est pas conçu pour les enfants.

#### Embout buccal à ultrasons

L'embout buccal à ultrasons permet d'éliminer soigneusement les débris alimentaires, la plaque dentaire et les bactéries tenaces cachées dans les poches parodontales.

#### Embout orthodontique

La combinaison d'un jet d'eau et d'une tête de brosse intégrée permet d'éliminer facilement la plaque et les débris alimentaires des appareils orthodontiques et des bridges.

#### Buse d'entretien de la langue

L'eau s'écoule doucement de l'extrémité de l'embout pour supprimer le frottement entre la langue et la brosse, ce qui réduit les dommages causés par le brossage.

\*L'embout pour le soin de la langue n'est pas conçu pour les enfants.

#### Maintenir les dents propres

L'unité principale de l'humidificateur est classée IPX7. Le réservoir d'eau est également lavable au lave-vaisselle, ce qui permet un nettoyage en profondeur.

\*L'unité principale ne peut pas être lavée à l'eau.

\*Le bouchon du réservoir d'eau ne peut pas être nettoyé au lave-vaisselle.

#### Poignée lavable

La poignée peut être lavée à l'eau pour faciliter l'entretien.

#### Poignée magnétique

Poignée magnétique et porte-cordon pour un rangement facile. Lors du rangement, le bas de la poignée ne touche rien et reste donc propre.

#### Double prise

Double prise pratique pour le cordon d'alimentation, ce qui permet de le tirer par le côté gauche et le côté droit.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

### Confort

Sans fil



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

**Général**

---

Nombre d'intensités 10

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		