



BU 570 connect Bovenarm bloeddrukmeter Medisana

Merk: Medisana

Model: 51206

€59,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Bluetooth® datatransfer naar de VitaDock+ App

Met deze bovenarm bloeddrukmeter BU 570 van Medisana meet je zeer betrouwbaar en nauwkeurig je bloeddruk. Dankzij de inflating-technology start de meting al tijdens het oppompen van de manchet.

Het overzichtelijke display toont vervolgens de bovendruk, onderdruk en hartslag, samen met de datum en tijd van de meting. Hierbij kun je direct zien of de bloeddruk zich in de gevarenszone bevindt, dankzij de kleurenschaal indicatie volgens de richtlijnen van de World Health Organization (WHO): van groen (normaal) tot rood (te hoog). Tevens herkent de BU 570 bloeddrukmeter een onregelmatige hartslag (aritmie), duidelijk weergegeven op het heldere en extra grote display.


Met de VitaDock+ app zet je de meetresultaten eenvoudig over naar je Smartphone. Daar kun je alle metingen altijd rustig bekijken met de VitaDock+ app voor Apple en Android. Hiermee wordt de bloeddruk nóg inzichtelijker, want de duidelijke grafieken laten goed zien wat de invloed van je levensstijl is op je bloeddruk over een lange periode. Omdat je de metingen altijd bij de hand hebt, is dat een zeer welkome toevoeging voor bijvoorbeeld een doktersbezoek of bij de specialist

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

SPECIFICATIES

Algemeen		Functies	
Medische CE-markering		Meetbereik bloeddruk	0 - 300 mmHg
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Kleur	Wit	Aantal gebruikers geheugens	2
Stroom			
Aantal batterijen meegeleverd	4		
Batterijtype	AAA		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		